

LUXCEAR Cheveux Warranty Certification

Please note that there will be no reissuing of this Warranty Certification, so please keep it in a safe place so it may be retrieved if necessary.

If the product was purchased through a mail order or any other similar way, the date of delivery listed in the invoice will be considered the date of purchase, and the consignor the point of sale, so please keep the invoice in a safe place together with the Warranty.

* All stipulations of the Warranty shall be invalid if any of the spaces marked with an asterisk are not filled in, or if we cannot confirm the purchase with the retail store where you purchased your product.

Product name	LUXCEAR Cheveux		
Warranty period	One year from the date of purchase		
* Customer	Address	Zip code:	
	Name	Telephone number	()
* Retail store of purchase	Address	Zip code:	
	Store name		
	Telephone number		

<Warranty Terms>

The Warranty refers to repairs offered free of charge within the period and conditions stated here. For that reason, the Warranty does not limit your legal rights. After the expiration of the period for periodical inspections and free repairs, repairs shall be done at the customer's own expense.

1. If the product breaks down within the warranty period under proper operation conditions in accordance with the instructions manual, please request repair by presenting the product and this Warranty to the retail store where you purchased your product or at the inquiry desk. The repairs will be made free of charge.
2. If you have any questions regarding after-sale services such as repairs during the warranty period, please contact us at the inquiry desk.
3. This warranty is applied to products purchased and used solely in Japan.
4. Even within the warranty period, this warranty does not cover the following damages.
 - 1) Damage resulting from improper use of the product not listed in the instruction manual as well as unjustifiable or unauthorized repairs and modifications.
 - 2) Damage that occurred after the purchase resulting from transportation, falls, and other similar actions conducted by the customer himself/herself.
 - 3) Damage caused by natural disasters such as fire, water immersion, salty or gaseous atmosphere, earthquake, storm and flood damages, lightning, abnormal voltage, or unexpected accidents.
 - 4) If the cause of damage is not listed in this Warranty.
 - 5) If there are no entries of the customer's name, date of purchase, shop, etc. in this Warranty, or we cannot confirm the purchase.
 - 6) If the entry content of this Warranty has been altered.
 - 7) Damages such as cracks, discoloration, dirt, etc. resulting from improper storage after the product has been used.
 - 8) Exchange of expendable supplies.
5. If the product is a gift, etc., and you cannot request repairs at the retail store listed in this Warranty or the invoice, please contact us directly at the inquiry desk.

☆ Please understand that regarding the handling of customers' personal information, we may need to use the names, the addresses, and other personal information we are given by the customers for such purposes as consultations related to our company's products, repairs, and confirmations required therefor.

☆ The Warranty refers to repairs offered free of charge within the period and conditions stated here. For that reason, the Warranty does not limit your legal rights. If you have any questions, please contact us directly at the inquiry desk.

Distributor: **CONY Co., Ltd.** 1-8-15, Azuchimachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-0052

Inquiry Desk: 06-6262-0555 Open hours: 10:00 - 17:30 (excluding weekends and holidays)

Record of repairs

LUXCEAR Cheveux

ルクセア シェモーク




取扱説明書





安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 危険	「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。


■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。
 実行しなければならない内容です。


安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。

警告


トラブルを防ぐために

- 下記の場合や部位には使用しない
○整形手術をした部位 ○皮膚炎・過度の日焼けなど頭皮に異常がある場合およびその部位○頭皮に傷・湿疹・腫れもの・化膿性疾患のある場合およびその部位 ○飲酒後や疲労の激しい場合 ○生理中の方(ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因)
 - 使用時には強く押しあてたり、早く動かしたりしない
 - 使用中のヘッド部周囲の溝に指を入れない(けがや身体のトラブルの原因)
 - 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない(事故やけがの原因)
 - 医師の治療を受けているときや下記の人は必ず医師と相談のうえ使用する。
-  ○アトピー性皮膚炎、脂漏(しろう)性皮膚炎、湿疹など頭皮に皮膚疾患がある方 ○アレルギー体質の方 ○シリコン製品などで皮膚トラブルや障害をおこしたことがある方 ○急性疾患の方 ○悪性腫瘍のある方 ○感染症疾患の方 ○意思表示のできない方 ○麻痺および知覚障害の方 ○洗髪などにより頭皮にトラブルをおこしたことがある方 ○出血性疾患・血友病疾患などの血液異常の方 ○高血圧の方 ○目の病気・治療歴のある方 ○妊娠中の方(ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因) ○薬(特に抗凝固剤など、血液が固まりにくくなる成分を含んだ薬)を服用中の方
- 頭皮ケア目的に使用する
 - 頭皮に異常があらわれた場合はすぐに使用を中止し、医師に相談する
 - 痛みや体調不良を感じた場合はすぐに使用を中止する
 - 使用時間や使用頻度はP.5・P.7の指示を守る(けがや身体のトラブルの原因)

本製品は



-  ● 火中投入、加熱しない
高温での充電・使用・放置しない
(充電式電池内蔵のため発熱・発火・破裂の原因)
- 改造・修理はしない(火災・感電・けがの原因)
→修理はお買い上げの販売店にご相談ください
- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない
(火災・感電・けがの原因)

異常・故障時には

-  ● 直ちに使用を中止し、アダプターを抜く
(火災・感電・けがの原因)
- <異常・故障例>
- 本体、アダプター、コードが
 - 変形したり異常に熱い
 - 匂いにおいがする
 - 使用中に異常な音がする
- すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください



警告

電源について



-  ● ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない(感電やけがの原因)
 - ACアダプターは、水につけたり、水洗いしない、また、風呂、シャワー室で絶対に使用しない
 - ACアダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない
(感電やショートによる火災などの原因)
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込む など
 - コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない
(たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因)
 - 専用のACアダプター以外は使用しない
 - 専用のACアダプターを他の商品に使用しない(やけどやショートによる火災などの原因)
-  ● 必ず交流100～240Vで使用する
- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む(火災や感電の原因)
 - 掃除の際は、必ずアダプターをコンセントから抜く(感電やけがの原因)
 - 電源プラグや充電器プラグにほりこりが付着しないように定期的に掃除する
(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)
→アダプターを抜き、乾いた布でふいてください

注意

頭皮や髪を傷めないために

-  ● 下記の方は使用しない(髪の毛が絡みつき、髪を傷める原因)
植毛をされている方、部分かつら(エクステンションを含む)を使用されている方
-  ● ヘッド部が清潔で安全か確認して使用する(感染や炎症の原因)

次のこともご注意ください

-  ● 本体を振ったり、子供に遊ばせない(けがや器物破損の原因)
 - 落としたり、ぶつけたりしない(けがの原因)
 - 電源プラグや充電器プラグにゴミを付着させない(感電やショートによる火災などの原因)
-  ● シャンプーの注意書きを読み、正しく使用する(身体のトラブルの原因)
- アダプターや充電器プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずアダプターや充電器プラグを持って抜く
(感電やけがの原因)
 - 充電時以外は、アダプターをコンセントから抜く(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

安全上のご注意

廃棄(リチウムイオン電池)について

⚠ 危険

リサイクル用に取り出したリチウムイオン電池は


- 本機専用につき、他の機器に使用しない
- 充電しない
- 火への投入、加熱をしない
- くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない
- +と-を金属などで接触させない
- ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない
- 火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置しない
- チューブを絶対にはがさない(発熱・発火・破裂の原因)

⚠ 警告

リサイクル用に取り出したリチウムイオン電池は

- 乳幼児の手の届くところに置かない(誤って飲み込むと、体に悪影響を及ぼす原因)
→万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください
- 充電式電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらず、以下の処理をする
(液が目に入ったときは、失明の原因)
→目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと医師にご相談ください
- (液が体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因)
→きれいな水で十分洗い流したあと、医師にご相談ください


セット内容



ルクセア シェモーク	
サイズ	W163 x H175 x D83 mm
重量	約400 g
電源規格	AC100~240V(充電器用ACアダプター)
使用電池種類	リチウムイオン充電電池
製造国	日本



各部の名称



お使いになる前に

頭皮へのご使用は、1日1回(約10分)までが限度です。

・過度なお手入れはかえって頭皮によくありません。

洗髪後、十分にぬれた頭皮に使用してください。

・乾いた頭皮にはご使用になれません。

頭皮の状態は、体調によっても異なります。

頭皮の様子をみながら使用してください。

・発しん・発赤・かゆみなど頭皮に何らかの異常を感じられたときは、使用を中止し、医師に相談してください。

頭皮にトラブルが生じたときは

・頭皮のトラブルはストレスや体質、内臓疾患、またはシャンプーなどのヘアケア剤も原因と考えられますので、医師に相談してください。

・髪は1日50～100本程度抜けても生理的脱毛の範囲とされていますので、頭皮に使用して髪が抜けても異常ではありません。通常以上に髪が抜けてしまった場合は、即時に使用を中止し、医師に相談してください。


充電方法

【お知らせ】

初めてお使いのときや半年以上使われなかったとき、充電時間が変化する場合があります。
また充電開始数分間、本体のランプが点灯しないことがあります。そのまま充電していただければ点灯します。
・充電推奨温度は15℃～35℃です。推奨温度以外では充電時間が長くなったり、充電しない場合があります。
・充電中、ラジオなどに雑音が入る場合は別のコンセントで充電してください。

1 ACアダプターのプラグを充電器に差し込む

・「ACアダプター差込口」は充電器底面(P.4 各部の名称を参照)にあります。




2 ACアダプターのコンセントを差し込む




3 本体を充電器にセットする

- ・本体の電源がOFFになっていることを確認し、充電器にセットしてください。
- ・ランプがピンク色に点滅すると充電が始まります。
- ・正しくセットされていない場合、ランプは点灯しません。
- ・ランプがブルーに点灯したら充電完了です。
(フル充電目安:約2時間 / 約1時間連続使用可能)



4 充電完了後、アダプターをコンセントから抜き、プラグを本体から抜く



ご使用方法

1 シャンプーで髪の毛と頭皮の汚れをきれいに洗い流す




2 コンディショナーなどで髪を整える

・お使いになったコンディショナーなどを洗い流してから、本体や頭皮美容液をお使いください。

3 電源を入れる

- ・電源ボタンを2秒以上長押しします。
- ・パワーレベル1が選択されます。



4 パワーレベルを選ぶ


- ・電源ボタンで4段階のパワーレベルを選択できます。
- ・必ずレベル1から始め、ご自身の適切なレベルにご調整ください。

〈ご注意〉

・強い刺激や痛みを感じる場合はご使用をお控えください。

5 ヘッド部全体を頭皮にあてる


- ・1カ所、5～10秒を目安に動かさずにお使いください。
- ・12本のヘッド部が全て頭皮にあたるように軽く押しあててください。
- ・髪の毛が長い方は、髪を分けたりして、ヘッド部先端があたるようにしてください。



〈ご注意〉

- ・ヘッド部全てが頭皮にあたっていないと、高周波が感じにくい場合があります。
- ・頭皮が十分にぬれていない場合は、高周波が感じにくくなります。
- 十分に頭皮をぬらすか、専用の頭皮美容液をお使いください。

頭部の筋肉



顔全体が下がらないように支える筋肉

若々しいフェイスラインを保つ筋肉

頭皮全体の巡りを保つ筋肉

気になる部分に使う

ケアしたい部分にヘッド全体をあて、5～10秒動かさずにお使いください

- ・動かすと高周波が感じにくくなります。
- ・不快な痛みを感じる場合は、レベルを下げるかご使用をお控えください。
- ・頭皮に強く押し当てたり、動かしたりすると頭皮を傷つける原因になります。
- ・付属の頭皮美容液を使うとより充実した頭皮ケアができます。



全体に使う

1カ所、5～10秒を目安に動かさずにお使いください

- ・動かすと高周波が感じにくくなります。
- ・不快な痛みを感じる場合は、レベルを下げるかご使用をお控えください。
- ・頭皮に強く押し当てたり、動かしたりすると頭皮を傷つける原因になります。
- ・付属の頭皮美容液を使うとより充実した頭皮ケアができます。


[おすすめのご使用手順]

- ① 生え際 → ② 側頭部 → ③ 頭頂部 → ④ 後頭部



頭皮美容液「ジェノサインリデインエクスパールセラム」

ご使用になる頭皮部位に専用の頭皮美容液をお使いいただくと、より充実した頭皮トリートメントができます。



洗髪後、ご使用になる頭皮部位に直接1プッシュ塗布し、手のひらで抑えます。その後、本体をご使用ください。




頭皮全体にご使用になりたい場合は、頭頂・側頭部(左右)・後頭部の4箇所1プッシュ塗布し、両手で優しくマッサージしながら全体に行き渡らせてください。その後、本体を全体にお使いください。

ご使用前に

皮フ試験(パッチテスト)の手順


皮フ試験(パッチテスト)は肌トラブルを事前にチェックするための簡単なテストです。



- (1) 腕の内側を石けんで洗い、タオルなどで拭き取る
- (2) 洗ったところに専用ジェルを塗り、48時間放置する
 - 10円玉硬貨大にうすく塗り自然に乾燥させる
 - 皮フ試験をした部分は、水でぬらしたり、こすったりしない
 - ※ 塗布部に発疹・発赤・かゆみ・刺激などの異常が生じた場合、直ちにテストを中止し、洗い流す
- (3) 異常の無いことを確認する
 - 48時間以内に異常がなければ、使用する
 - パッチテストの結果、異常があった場合は、使用を中止し、お買い上げの販売店に相談する

6 使用后、電源を切る

- ・連続約10分間の使用后、自動的に停止します。




7 本体を水洗いする

- ・P9の本体のお手入れ方法をよく読んでから本体のお手入れを行ってください。

〈ご注意〉

- ・充電器は水洗いできません。




<本体>のお手入れ方法

使用後は必ず本体を水洗いする。

1 本体についている髪の毛や汚れを洗い流す

- 熱湯は使用しないでください。
- 水洗いしてください。
- 取りにくい汚れは綿棒をお使いください。
- 水が飛び跳ねる場合があります。
- 衣服などがぬれないよう十分注意してください。
- 歯ブラシなどでこすらないでください。
- 洗い残しがある場合、白いあがついたり、ボタンがスムーズに押せないことがあります。
- 浴室用洗剤は使わないでください。




2 水分を乾いた布でふきとる



3 風通しの良い場所で乾かす

- 湿ったままの状態を長時間放置しないでください。
- においの原因になることがあります。
- においがする場合、再度水洗いをしてください。
- ヘッド部が上向きになるように乾燥させてください。



<充電器>のお手入れ方法

故障の原因となりますので、充電器の水洗いはしないでください。

- 内側に汚れが付着している場合は、よく拭き取ってください。
- 気になる汚れはかたくしぼったタオルや、やわらかい布でやさしく拭き取ってください。
- ベンジン、シンナー、漂白剤などは使用しないでください。



水洗禁止

保管の仕方

- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 直射日光の当たる場所や、温度・湿度の高い場所には保管しないでください。
- 長期間使用しない場合は、充電器からコードを外し保管ください。(充電電池の消耗を早める場合があります)

本製品の廃棄方法について

本製品はリチウムイオン充電電池を内蔵しております。廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従ってください。条例の詳細な内容は、各地方自治体にお問い合わせください。



Li-ion

故障かな？と思ったら

- 本体が作動しない
 - 充電はされていますか？ 本体を充電器にセットし充電が完了してからご使用ください。
- 本体のランプが点灯するが作動しない
 - 専用の美容液ジェルを塗布されましたか？
→ ジェルを塗布しない場合、お肌に高周波が届かない場合があります。
- 充電ができない
 - 充電コードをコンセント・ACアダプター差込口に差していますか？
 - 本体を正しく充電器にセットできていますか？
 - 本体または充電器の充電用金属端子が汚れていませんか？
- 肌に痛みがある
 - パワーレベルが強すぎませんか？
→ ヘッド部とお肌を密着させてご使用ください。
→ 専用の美容液ジェルをお使いください。

アフターサービスについて

- 1: 保証書をご覧ください
保証書は所定事項を記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 2: 保証期間
お買い上げ日から1年間です。
- 3: 修理・交換を依頼されるとき
保証期間中は保証書の規定に従って無償修理いたします。商品に保証書を添えて「お問い合わせ先」までご相談ください。
保証期間を過ぎての修理はお客様のご要望により有償修理させていただきます。
「お問い合わせ先」までご相談ください。
- 4: 本品に異常があらわれた場合は、ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店または「お問い合わせ先」に点検・修理をご依頼ください。
※ お客様ご自身での分解・修理は危険ですので絶対におやめください。分解された際の怪我・故障に関しましては、保証対象外となり、当社では一切の責任は負いかねます。

LUXCEAR Cheveux 品質保証書

この保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。
 通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日、
 発送元を販売店とさせていただきますので送り状もあわせて大切に保管してください。
 ※印欄に記入の無い場合および販売店の確認が取れない場合は、すべて無効とさせていただきます。

製品名	ルクセア シェモーク		
保証期間	お買い上げ日から1年間		
※お客様	ご住所	〒	
	お名前	様	電話 ()
※販売店	住所 店名 電話	〒	

<保証規定>

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。定期点検及び無償修理期間経過後の修理等については有償と致します。

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げ販売店または「お問い合わせ先」に修理をご依頼ください。無償修理させていただきます。
- なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な場合も「お問い合わせ先」までご相談ください。
- この保証書は、本製品を日本国内でご購入かつご使用される場合にのみ有効です。
(This warranty is applied to products purchased and used solely in Japan)
- 保証期間内でも、以下の場合は有償修理になります。
 - 取扱説明書に記載されていない誤った使用方法および不当な修理や改造による損傷。
 - お買い上げ後、お客様ご自身の輸送、落下等による損傷。
 - 火災、浸水、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、不慮の事故、およびその他天災による損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお客様名、お買い上げ日、販売店などの記入がない場合、および確認が取れない場合。
 - 本書の記載内容が書き換えられた場合。
 - ご使用後のキズ、変色、汚れ等の保管上の不備による損傷。
 - 消耗品の交換。
- ご贈答品等で本保証書および送り状に記載してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合には「お問い合わせ先」へ直接ご相談ください。

☆お客様の個人情報のお取扱いについて、お客様よりお知らせいただいた氏名、住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

☆この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって本保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明な場合は、直接「お問い合わせ先」へご相談ください。

発売元: 株式会社コニー 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町1-8-15
 お問い合わせ先: 06-6262-0555 受付時間: 10:00 ~ 17:30(土日祝日を除く)

修理記録

LUXCEAR Cheveux




Operations Manual





Safety and Caution

The following is an explanation and breakdown of rules to follow to prevent injury to people and property damage.

■ The following terms are used to classify and explain the extent of harm and damage caused by incorrect use.

 Danger	Contents that may likely cause death or serious injury.
 Warning	Contents that may cause death or serious injury.
 Caution	Content that may cause minor injury or property damage.



■ Meaning of Symbols Used (Please obey instructions at all times)

 Prohibition (actions that should not be done)
 Compulsory (actions or rules that must be explicitly followed)


Illustrations in the safety precautions may slightly differ from the actual product.

Warning


To prevent issues from arising

-  ● Usage of the device by the following persons or on the following body parts is strictly prohibited.
 - Areas where plastic surgery was performed ○ Areas where there is an irregular condition on the scalp, such as dermatitis or excessive sunburn ○ Areas with scratches, eczema, and/or swelling on the scalp, sites with purulent infections and the surrounding area ○ After drinking alcohol or if in poor physical condition (fever, exhaustion) ○ During menstruation (hormonal balance is unstable and may cause skin irritations that would otherwise not occur)
- Do not apply too much pressure or move the device around during treatment.
- During treatment, do not contact the head probes with fingers or any other objects (may cause physical injuries)
- Do not store or use in an area within reach of children (may cause harm and/or physical injuries)
- Be sure to consult with your doctor before use if you are being treated for any of the conditions below.
-  ○ Those who have skin diseases on the scalp such as atopic dermatitis, seborrheic dermatitis, and eczema ○ Those who have allergies ○ Those who have had skin troubles or problems with silicon products etc. ○ Acute diseases ○ Malignant tumors ○ Infectious diseases ○ Individuals with progressive brain diseases ○ Those with paralysis and sensory disorders ○ Those who have had scalp and skin issues from shampoo/conditioner ○ Those with blood disorders such as bleeding disorders and hemophilia ○ Those with high blood pressure ○ Those with a history of eye disease, surgery or specialized treatments ○ Those who are pregnant (hormone imbalance may cause of skin irritations) ○ Those on prescription medicines (especially medicines that contain components that make it difficult for blood to clot, such as anticoagulants)
 - To be used for scalp care only
 - Should you experience any abnormality on your scalp, discontinue use immediately and consult a doctor.
 - If you feel pain or feel unwell, stop using immediately
 - For usage time and frequency, follow the instructions on page 17-19 (Cause of injury or physical trouble)

Regarding this device

-  ● Do not charge, use or leave the device in hot spaces or rooms (may cause the device to overheat or the contained battery to catch fire)
- Do not modify or repair device on your own (cause of electric shock, fire or injury)
→ Please contact the store from which the device was purchased for more information on repairs and exchanges
- Please do not disassemble the product unless it is to remove the battery for device disposal (may lead to fire, electric shock or injury)

In the case of malfunction or device failure

-  ● Stop usage immediately and power off the device. Disconnect the adapter from power sources. (cause of fire, electric shock or injury)

<Examples of malfunction and device failure>



The device, the adapter or the cord • Has changed in shape or become deformed and is abnormally hot

• Emits a burning smell • Emits any abnormal sounds during treatment

→ Please contact the store from which it was purchased immediately to apply for a product inspection, repair, or exchange.



Warning

Regarding the power supply



-  ● Do not unplug the adapter with wet hands (may cause electric shock)
- Do not get the adapter wet or put the adapter under running water. Do not use the adapter in the bath or shower.
- Do not use the adapter if it has been damaged or if the plug fits loosely in the wall outlet (may cause electric shock, a short circuit or fire)
Damaged, modified, forcibly bent, stretched, twisted, placed under heavy objects, pinched, etc.
- Do not plug into outlets or power sources that are overburdened (octopus connections are a fire hazard).
- Do not use an adapter other than the one that came with the device.
- Do not use the adapter that came with the device with other products (may cause burns, short circuits or fire).
-  ● Please use within the voltage range of 100~240V.
- Ensure that the plug is fully inserted into the wall outlet (cause of fire or electric shock)
- When cleaning the charger, disconnect the adapter from the outlet.
- Clean the adapter and charger regularly to avoid any dust build up (cause of insulation malfunction due to moisture or fire)
→ Please disconnect the adapter and wipe with a dry cloth.

Caution

Prevention of damage to hair and scalp

-  ● Individuals who have had hair implants or use partial wigs (including extensions) should not use this device as it may cause hair to be entangled in the probes or damage to the scalp.
-  ● Ensure that the head probe is clean and safe to use prior to treatment (cause of infection or inflammation)

Please also take note of the following

-  ● Do not shake the device or allow children to play with it (cause of injury or device malfunction).
- Do not drop or hit the device (may cause injury).
- Do not let dust or debris to build up around the adapter plug and outlet plug (may cause electric shock, short circuit or fire)
-  ● Thoroughly read the precautions on your shampoo (may lead to scalp irritation)
- When disconnecting the adapter or charger cradle, please unplug by gripping the plug and not by pulling on the cord (cause of electric shock).
- When not actively charging the device, disconnect the adapter from the outlet (cause of electric shock or fire due to heavy wear on the insulation)

Safety Precautions

Regarding lithium ion battery disposal



When taking out the lithium ion battery for recycling please note the following

- The battery is made to be used with only the LUXCEAR Cheveux. It may not be used with any other product or device.
- Do not charge the battery.
- Do not throw the battery into a fire or heat source.
- Do not stab, impact, modify or disassemble with nails.
- Do not let the + and - ends make contact with any metal.
- Do not carry or store together with necklaces, hair pins...etc.
- Do not charge and/or leave the battery in any hot environments such as near fire or in direct sunlight.
- Never remove the tube that it is encased in (cause of heat generation, ignition and explosion)




After removing the lithium ion battery for disposal:


- Keep out of reach of children (if swallowed, there could be lethal impacts)
→ If swallowed, please call the poison control center and seek immediate medical attention.
- If the fuel cell is leaking, please ensure that the liquid does not touch your hands (Battery fuel can cause blindness)
→ If battery fuel contacts the eyes, do not rub eyes and rinse out eyes with water. Seek immediate medical attention.

(If the fuel contacts the skin and/or clothes, it may cause skin irritations or injury)
→ After rinsing with clean water seek medical consultation and advice as soon as possible.

Set Contents



Component Names



Before Using

Scalp treatment may only be used once per day (approx. 10min per use).

• Over-use of the device and treatments may cause damage to the scalp.

Please use after washing the hair and ensure that the scalp is thoroughly wet.

• It is not possible to use this device on dry scalp/skin

The condition of the scalp may be affected by your current physical condition. Please monitor the condition of the scalp during treatments.

• Please discontinue use if any rash, redness, itchiness or irritation occurs and consult a doctor or specialist.

Should any issues with the scalp occur

• Scalp irritation or abnormalities may be caused by or influenced by stress, physical body condition, visceral diseases and/or the shampoo and hair care that is currently being used. Please consult a doctor or specialist.

• Roughly 50-100 strands of hair are lost daily regardless of scalp treatments. However, if you experience an increase in hair loss please stop treatment and consult a doctor or specialist.

Charging Method

[Caution]


The first time this device is used, or if it is the first time used in 6 months, there may be a difference in charging time. The LED charging light may not light up right away, but please leave the device in the charging cradle and the LED will begin to flash.

• Recommended temperature for charging is between 15°C~35°C. Charging in temperatures outside of this range may take longer for the device to charge, or it may not charge at all.


• During charging if you hear sound interference in your radio or speakers, please plug the LUXCEAR Cheveux into a different outlet.

1 Plug the AC adapter into the charging cradle

• The AC adapter socket is located on the underside of the charging cradle (Please refer to the illustration on page 16).




2 Insert AC adapter plug into a power outlet




3 Set the LUXCEAR Cheveux onto the charging cradle

- Please ensure that the power is off on the Cheveux before setting it on top of the charging cradle.
- The pink pulsing LED light indicates that the device is currently charging.
- If improperly set, the LED light will not glow.
- When the LED light turns blue and stop pulsing, the Cheveux is fully charged. (Approximately 2 hours for full charge/Approximately 1 hour of continuous use)



4 When charging is complete, please disconnect the AC adapter from both the device and the wall outlet



Method of Use

1 Wash hair thoroughly with shampoo

2 Condition hair with conditioner and rinse thoroughly

• Please thoroughly rinse off any conditioner or other hair products before using the Cheveux or included scalp serum.



3 Power on the LUXCEAR Cheveux


- Press and hold the power button for at least 2 seconds.
- Power level 1 will be selected by default.

4 Power level selection

- Press the power button to adjust the power level.
- Please always begin treatments at power level 1 before adjusting to higher levels as necessary.


<Caution>

• Please refrain from using the product if you feel any pain or irritation.



5 Place head probes against the scalp


- Recommended application time per area is 5-10 seconds.
- Please ensure that all 12 probes on the head are firmly pressed against the scalp.
- For individuals with long hair, please section the hair to allow direct access to the scalp.



<Caution>

- Should all the probes not touch the scalp, it may be harder to feel the high frequency waves during treatment.
- If the scalp is not sufficiently wet, it may be harder to feel the high frequency waves during treatment. Please either soak the scalp with more water or apply specialized hair growth serums.

Muscles in the head



Customize Your Treatment

Press the head probes against the scalp in areas that you would like to treat for 5-10 seconds at a time.

- Hold the device still during treatment.
- If pain or irritation is felt during treatment, please either lower the power level or stop treatment.
- Do not forcefully push the probes into the scalp or move the device around as it may cause injury to the scalp.
- For best treatment results, please use the scalp serum (included in the set).




General Usage Method

Place and hold device to scalp for 5-10 seconds per area.

- Hold the device still during treatment.
- If pain or irritation is felt during treatment, please either lower the power level or stop treatment.
- Do not forcefully push the probes into the scalp or move the device around as it may cause injury to the scalp.
- For best treatment results, please use the scalp serum (included in the set).

[Recommended treatment order]

- ① Hairline --> ② Temporal Region --> ③ Crown Region --> ④ Occipital Region



Scalp Serum [GENOSIGN Redein Expert Serum]

Please use the scalp serum for a full, complete treatment session.




After washing and rinsing hair, please apply 1 pump of the serum directly onto the scalp treatment area and massage the serum in gently with the palm of your hand. Afterwards, please apply the Cheveux head probes to the area.

If a full scalp treatment is desired, please apply 1 pump of serum directly into all main areas of the head- the crown, temporal region (left and right) and the occipital region. Gently massage the serum into the scalp with both hands and apply the Cheveux head probes.

Before Using

How to Perform a Patch Test

A patch test is done to determine whether any skin troubles may occur.



- (1) Wash a small area of the inner arm with soap and dry with a towel.
- (2) Apply GENOSIGN serum to the washed area and leave on for 48 hours.
 - Apply a patch of serum roughly the size of a 10yen coin and allow it to be absorbed naturally.
 - Please do not allow the area with gel to be rubbed off or become wet.
 - ※ Please discontinue use if rash, redness, itchiness or any other skin irritation occurs and thoroughly wash off the applied serum.
- (3) Please confirm that there are no irregularities
 - The serum may be used if there were no irregularities in the 48 hours during the patch test.
 - If there were any irregularities, please discontinue use and consult with the store from which the device was purchased.

6 After Treatment, Power off the Cheveux

- After 10 minutes of use, the device will automatically power off.




7 Cleaning the LUXCEAR Cheveux

- Please read the cleaning instructions on page 21 and follow the directions carefully.

<Caution>

- The charging cradle cannot be washed.




Care Method for LUXCEAR Cheveux


After treatment, please thoroughly clean the device.

1 Rinse off any hair or residue left on the device.

- Do not use hot water.
- Rinse with water only.
- Stubborn residue may be removed with cotton swabs.
- Please be careful when washing the device as water may splash onto your clothing.
- Please do not scrub with toothbrushes or other rough bristles.
- If not thoroughly clean, there may be white residue or the power button may not react quickly.
- Please do not use any bath/shower cleaning products.



2 Dry off the device with a cloth or towel.



3 Completely dry off device in an area with good air circulation.

- Please do not allow device to be in a damp state for extended periods of time as it may develop an unpleasant odor. If an odor develops, please re-wash the device.
- Please dry the device with the head probes facing upwards.



Care Method for the Charging Cradle

Do not allow water to come in contact with the charger as it may cause a malfunction.

- Should any residue come in contact with the charger, please thoroughly wipe and clean the area.
- A slightly damp towel, or soft cloth may be used to wipe away any stubborn residue.
- Please do not use benzine, bleach or thinners of any sort.



Please keep away from water

Storage Method

- Please keep out of reach of children.
- Please keep away from areas of direct sunlight, high heat and high humidity.
- If unused for a long period of time, please disconnect the charging cord from the base of the charging cradle. (Continuous charging without use may accelerate the wear of such rechargeable batteries.)

Disposal Method

This product contains a lithium ion battery. Please follow the regulations of your local municipality for disposal method. For more information, please contact your local government.



Troubleshooting

- The LUXCEAR Cheveux does not power on.
 - Has the device been fully charged? Please set the device onto the charging cradle and allow for a full charge before use.
- The device lights up but does not work.
 - Have you applied the GENOSIGN Redein Expert Serum?
 - Without the serum, the high frequency waves may not reach the scalp properly and therefore will not have any feeling or effect.
- The device is not charging.
 - Has the charging cord been properly plugged into both the charging cradle and power outlet?
 - Is the device properly set on top of the charging cradle?
 - Is there any sort of residue or product on the device or charging terminals?
- Pain is felt during treatment
 - Is the power level too strong?
 - Please ensure that all head probes come into direct contact with the scalp.
 - Please use the designated GENOSIGN Redein Expert Serum during treatments.

After-sales Service

- 1: Please refer to the warranty
Please ensure that the proof of purchase form included has been completed with the correct information and stored in a safe area.
 - 2: Warranty period
1 year from date of purchase.
 - 3: Requests for repair or replacement
This product is eligible to be repaired free of charge should it malfunction within the warranty period and meets the criteria outlined in the warranty.
Please attach the proof of purchase to the product and contact our inquiry desk for more information. At the request of the customer, repair services are also available after the warranty period expires. Please contact our inquiry desk for more information.
 - 4: Should the device malfunction, please stop usage immediately and contact either the store it was purchased from or our inquiry desk to request an inspection, repair or replacement of the device.
- ※ To prevent injuries, please refrain from opening and/or taking apart the LUXCEAR Cheveux. We disclaim any responsibility for damage caused to property or persons, including incidental or consequential damages, as a result of unauthorized repairs.