

LUXCEAR Fornez 品質保証書

この保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日、発送元を販売店とさせていただきますので送り状もあわせて大切に保管してください。
※印欄に記入の無い場合および販売店の確認が取れない場合は、すべて無効とさせていただきます。

製品名	ルクセア フォーネス		
保証期間	お買い上げ日から1年間		
※お客様 ご住所	〒		
お名前	様	電話	()
※販売店 住所	〒		
店名	電話	()	

☆お客様の個人情報のお取扱いについて、お客様よりお知らせいただいた氏名、住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

☆この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。

したがって本保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

なお、ご不明な場合は、直接「お問い合わせ先」へご相談ください。

発売元：株式会社コニー 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町1-8-15


お問い合わせ先：06-6262-0555 受付時間：10:00～17:00(土日祝日を除く)

修理記録

保管用
<C-1>

LUXCEAR Fornez ルクセア フォーネス

取扱説明書




保証書付

このたびは、本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

- ・この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- ・本書は保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。

1 各部の名称

<本体>



<ケース>



<充電ケーブル>



2 仕様

本体	外形寸法	幅:約36 x 高さ:約64 x 厚さ:約21mm
	質量	約18g
	内蔵電池	リチウムイオン充電池
	充電時間	約2時間
	連続動作時間	約2時間(レベル3、フル充電時)
		約3時間(レベル2、フル充電時)
		約12時間(レベル1、フル充電時)
充電用ケーブル	長さ	約30cm

3 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」・「注意」の2つに区分けしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

ご使用する方についてのご注意



警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷^{(*)1}を負うことが想定される危険の程度。



注意

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害^{(*)2}の発生が想定される危険・損害の程度。

(*)1)重傷とは失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

(*)2)物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を指します。

⚠ 警告

次のような医用電気機器とは、絶対に併用しないでください。
事故や医用電気機器の誤作動をまねき、
身体に著しい障害をもたらすおそれがあります。

- ・ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
- ・人工心肺などの生命維持用医用電気機器
- ・心電計などの装着型医用電気機器

⚠ 警告

次のような方は使用しないでください。
事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

- ・心臓疾患のある方、またはその疑いがある方
(心臓に痛みや動悸などの違和感を感じる方等)
- ・妊娠中の方、出産直後の方
- ・医師に運動を禁じられている方
- ・静脈血栓症の方、またはその疑いがある方
- ・飲酒している方
- ・発熱(38°C以上)している方

ご使用についてのご注意

⚠ 注意

次のような使い方はしないでください。事故やケガのおそれがあります。

- ・小さなお子様、ご自分で取扱説明書の内容を理解できない方は使用しないでください。事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。
- ・本品をお子様の手の届くところに置かないでください。
けがややけどのおそれがあります。
- ・使用中は絶対に手で電極部を触らないでください。強い刺激により、
事故や身体のトラブルのおそれがあります。
- ・分解、改造、修理はしないでください。事故やケガのおそれがあります。
- ・落とす、ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。破損のおそれがあります。
そのまま使い続けると、事故やケガのおそれがあります。
- ・電極部に金属を接触させないでください。感電のおそれがあります。
- ・濡れた手でケーブルを触らないでください。感電ややけどのおそれがあります。
- ・他の電気製品とは併用しないでください。
気分が悪くなったり、体調不良をおこすおそれがあります。

⚠ 注意

次の注意事項を守って、使用してください。

事故やケガ、感電、破損、汚れなどのおそれがあります。

- ・本体を電子レンジなどで温めたり、火気に近づけたりしないでください。
- ・用途目的以外の使用や、取扱説明書の使用方法以外で使用しないでください。
- ・小さなお子様・ペットには使用しないでください。
また、小さなお子様・ペットが本品で遊ばないようにしてください。
- ・本品を使用中に、他の方が触れないようにしてください。
特に、小さなお子様・ペットが触れないようにしてください。
- ・浴室など湿度の高いところでは使用しないでください。
- ・本品へ過度な荷重をかけないようにしてください。
- ・直射日光が当たる場所や炎天下の車内など、高温になる場所での使用・放置はしないでください。
- ・充電が最後までできない、充電時に端子が熱くなるなどの異常を感じた場合は直ちに使用中止をしてください。

⚠ 注意

次の注意事項を守って、使用してください。


- ・使用中または使用後に痛みや不快感を感じたり、肌荒れ、発疹、赤み、かゆみ、やけど、炎症などの異常があらわれたりしたときは使用を中止し、医師に相談してください。そのまま使用を続けると症状の悪化につながるおそれがあります。
- ・本品から異臭、異音がする場合、または内部に水などの異物が入り込んだ場合は、ただちに電源を切ってください。ショートや故障、発火のおそれがあります。
- ・身体や肌に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。事故や体調不良の原因となるおそれがあります。
- ・むやみに強くしたり、長時間使用すると、筋肉疲労や、皮ふのヒリヒリ感、赤みの原因となるおそれがあります。
- ・本品を使用するときは、金属製など通電するアクセサリー類を外してください。電極部にアクセサリーが触れると事故やケガ、破損などのおそれがあります。
- ・次の人は、使用をする前に医師に相談をしてください。
：悪性腫瘍のある人、知覚障害のある人、安静を必要とする人、血圧異常、顔面神経痛の人

4 使いかた


充電する(購入後は充電してからご使用ください)

1. USB-AタイプをACアダプタ※に接続する。

※本製品は、ACアダプタを付属していません。
USB-AタイプのポートがあるACアダプタ
(DC 5V/500mA以上の出力)をご使用してください。
※室内温度 5°C~30°Cの環境で、充電をしてください。
※iPhone用、スマホ用充電器は充電できない場合が
あるためお控えください。
※充電ケーブルは必ず本商品付属のものをご利用ください。




2. 充電コードの差込口を開け、 付属の充電ケーブルのUSB-Cタイプ を本体と接続する。



3. 赤いランプが点灯したら充電が 開始されます。赤いランプが消え たら充電完了です。 (フル充電まで約2時間目安)

※フル充電になった際には、コンセントから抜いてください。




使用する

1. 鼻の汚れや皮脂、 ファンデーションなどを取り除いてください。 また、電極部に割れ、変形や破損などがないか を確認してください。


2. ボタンを長押しして電源を入れる。 再度ボタンを押して強さレベルを 選んでください。 初めはレベル1からお使いください。 慣れてきたらレベルを上げてお使いください。

レベル1：青ランプ点灯
レベル2：青ランプ点滅
レベル3：緑ランプ点灯




3. 図のように、挟む幅が広いほうを 顔側に向けて装着してください。 (突起部が鼻にあたらないように してください。)

※鼻の幅に広げて滑らせるように
挟んでお使いください。



使う

4. ずれにくい固定できる位置に
装着してください。
(充電差込口が左側にくるように
装着してください)



5. 初めは刺激を感じにくいため、
装着後30秒ほどお待ちください。
(人によって刺激の感じ方が違いますが、
2~3分たっても何も感じない場合は
レベルを上げてお使いください)



6. 心地よい強さでお使いください。
1回10~15分を目安にお使いください。
15分で自動的に電源OFFになります。

※使用は、1日1回までとしてください。

5 本製品の廃棄方法について

内蔵している電池はリサイクル可能な貴重な資源です。

本製品の廃棄に際しては一般ごみ(不燃ごみ)と一緒に廃棄せず、お住まいの市区町村の条例に従ってください。
充電残量がある場合は、電池を使い切ってください。

本製品の使用電池

名 称	リチウムイオン(Li-ion)蓄電池
公 称 電 壓	DC3.7V
数 量	1個



6 お手入れ

- ①ご使用後は乾いたタオルやティッシュで電極部を軽く拭き取ってください。
②専用ケースにいれて保管してください。

7 保証とアフターサービス

■ 保証書

保証書はよくお読みの上で、購入証明書(レシート等)と共に大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日から1年間です。

■ 本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

発売元：株式会社コニー テ541-0052 大阪府大阪市中央区安土町1-8-15
お問い合わせ先： 06-6262-0555 受付時間： 10:00 ~ 17:00(土日祝日を除く)

LUXCEAR Fornez 質量保修書

本保修書恕不二次發行，請妥善存放。如您透過網路等方式購買，則商品運送單上所記載的收貨日即為購買日、發貨人即為銷售店，請連同運送單一同妥善存放。
如未填寫※印欄以及無法確認銷售店時，保修無效。

產品名	LUXCEAR Fornez		
保修期	購買之日起算的1年時間		
※顧客	〒		
姓名	先生/女士	電話	()
※銷售店	地址	〒	
	店名	電話	()

☆有關顧客的個人資訊，我們可能將客戶告知的姓名。

住址等個人資訊用於售後溝通以及修理和修理事宜確認，請知悉。

☆本保修書承諾按照本保修書明示的期間、條件為顧客提供免費修理。

本保修書並不對法律賦予顧客的權利施加限制。


如有不明，請直接撥打“諮詢電話”進行查詢。

發售方：株式會社CONY 〒541-0052 大阪府大阪市中央區安土町1-8-15
諮詢電話：06-6262-0555 受理時間：週一～週五 10:00 ~ 17:00 (週末及國定假日除外)

修理記錄

LUXCEAR Fornez

使用說明書




感謝您選購本產品。

- 請您認真閱讀本使用說明書，正確使用。
- 本使用說明書同時也是保修書，請妥善存放以免丟失。

附保修書

1 各部分名稱


< 本體 >



< 收納盒 >



< 充電線 >



2 規格

本體	外形尺寸	長33 x 高65 x 寬21mm
	重量	約19g
	內置電池	鋰離子充電電池
	充電時間	約2小時
	連續運行時間	約3小時(滿電狀態時)
充電線	長度	約30cm

3 安全注意事項

- 在您開始使用之前請務必認真閱讀“安全注意事項”，正確使用。
- 此處所列的注意事項的目的是幫助您正確使用產品，避免傷害、損害到使用者及其他人員。
- 為了明確危險、損害以及迫切的程度，注意事項將錯誤操作可能產生的危害劃分為“警告”和“注意”2種。兩者均為有關安全的重要內容，請務必遵守。

使用者注意事項

⚠ 警告 如果錯誤使用，可能造成使用者死亡或重傷(*1)程度的危害。

⚠ 注意 如果錯誤使用，可能造成使用者受傷或造成物件損傷(*2)危害、損害的程度。

(*1) 重傷指失明、受傷、燙傷(高溫及低溫)、觸電、骨折、中毒等遺留後遺症及需要住院治療乃至長期住院的程度。

(*2) 物件損害指造成房屋、家財及家畜、寵物等擴大損害的程度。

⚠ 警告

切勿與以下醫療電氣設備一起使用。
否則可能會引起事故或醫療電氣設備的故障，
從而導致嚴重的人身傷害。

- 心臟起搏器等植入式醫療電氣設備
- 人工心肺等維持生命的醫療電氣設備
- 心電圖儀等可穿戴醫療電氣設備

⚠ 警告

以下人士請勿使用。
否則可能會導致事故或皮膚與身體問題。

- 有或疑似有心臟病的人士
(例如感到心臟疼痛或心悸等不適的人士)
- 孕婦和剛分娩的人士
- 醫生禁止運動的人士
- 有或疑似有靜脈血栓症的人士
- 飲酒人士
- 發燒的人士(38°C或更高)

使用注意事項

⚠ 注意

請勿採用以下使用方式。否則可能會導致事故或受傷。

- 請勿由兒童或自己無法理解使用說明書的人士使用。
否則可能會導致事故或皮膚與身體問題。
- 請將本產品放在兒童接觸不到的地方。
否則可能會導致受傷或燒傷。
- 使用過程中切勿用手觸摸電極。強烈的刺激可能會導致事故或身體問題。
- 請勿拆卸、改裝或修理。否則可能會導致事故或受傷。
- 請確保產品不會受到如跌落或碰撞等撞擊。否則可能會導致破損。
如您之後繼續使用它，可能會導致事故或受傷。
- 不要讓金屬與電極接觸。否則可能會觸電。
- 請勿濕手觸摸充電線。否則可能會觸電或導致燒傷。
- 請勿與其他電氣產品一起使用。可能會導致惡心或引起身體的不適。

⚠ 注意

使用時請遵守以下注意事項。

否則可能會導致事故或受傷、觸電、破損、變髒等。

- 請勿在微波爐中加熱本體或將其放在靠近火的地方。
- 請勿用於其用途以外的任何用途或使用說明書羅列的使用方式以外的使用。
- 請勿在兒童或寵物身上使用。

另外，請不要讓兒童和寵物玩本產品。

- 使用本產品時請勿讓他人觸摸本產品。
特別注意不要讓兒童和寵物觸摸它。
- 請勿在浴室等潮濕環境下使用。
- 請勿在本產品上施加過多的重量。

⚠ 注意


使用時請遵守以下注意事項。

- 如您在使用過程中或使用後感到疼痛或不適，或者觀察到如皮膚粗糙、皮疹、發紅、發癢、灼傷或發炎等任何異常情況，請停止使用並諮詢醫生。如繼續使用，可能會使症狀惡化。
- 如本產品散發出異味或奇怪的聲音，或有水等異物進入內部，請立即關閉電源。
否則可能會導致短路、故障或起火。
- 如您的身體或皮膚出現任何異常，請立即停止使用並諮詢醫生。
可能會導致事故或身體狀況不佳。
- 如您不必要地加大強度或長時間使用，可能會導致肌肉疲勞、皮膚刺痛、發紅。
- 使用本產品時，請取下金屬配飾等導電的配飾。
如果配飾接觸電極部件，則可能會導致事故、受傷或破損等。

4 使用方式


充電(購買後請在使用前充電)

- 打開充電插口，將隨附充電線的USB C連接到本體。




- 將USB A連接到AC適配器*。

* 本產品不附帶AC適配器。
使用帶有USB A型埠(DC5V/500mA或更高輸出)
的AC適配器。
* 請在室內溫度為5°C~30°C的環境中充電。



- 紅色指示燈亮起則表示開始充電。
當紅燈熄滅則表示充電完成。
(充滿電約2小時)




使用


- 去除鼻子上的污垢,皮脂,粉底等。

2. 長按按鈕開啟電源。
再次按下按鈕選擇強度。
最開始請從級別1的強度開始使用。
習慣后再提高強度使用。

級別1:藍色指示燈亮起
級別2:藍色指示燈閃爍
級別3:綠色指示燈亮起




- 如圖所示,將開口較寬一側朝臉佩戴。
(確保突起部不對著鼻子。)




使用

4. 請將其佩戴在易固定不易滑落的位置。



5. 因剛開始時難以感受到刺激，
請佩戴後等待約30秒。
(不同的人對刺激的耐受度不同，
但如果2~3分鐘後還未有任何感覺，
請提高強度。)



6. 請以感覺舒適的強度使用。
請一次使用10~15分鐘。
電源會在使用15分鐘後自動關閉。

如何取出電池 ※請勿出於廢棄本產品以外的任何目的取出電池。

1. 確保電源已關閉。


2. 插入平頭螺絲刀，
利用槓桿原理取下蓋子。




3. 拆下固定在基板上的螺釘。



4. 將連接線拉出，將電池取出。



5. 用絕緣膠帶(透明膠帶等)
固定連接線的末端。



有困擾時(Q & A)

Q 感覺不到電流，是故障嗎？

答：使用前請徹底清除鼻子上的污垢、皮脂和粉底。
此外，建議塗抹化妝水來改善電流的流通。

Q 是在不拆除本體的硅膠部分下使用嗎？

答：是的，請勿拆除使用。

Q 夾的方向不是很好理解...

答：請將充電口置於左側方向使用。

Q 皮膚感覺疼痛，可以繼續使用嗎？

答：請先暫停使用，直至疼痛消失。
之後，在皮膚狀況穩定下來後，以最低強度及短時間使用的方式開始使用。

5 保養

- ① 使用後，用乾毛巾或紙巾輕輕擦拭電極部。
- ② 請將其放入專用收納盒存放。

6 本產品的廢棄方法

本產品內置鋰離子充電電池。
廢棄時，請遵守當地政府的條例。
有關該條例的詳細資訊，請聯繫您當地的政府。



7 保修與售後服務

■ 保修書

請仔細閱讀保修書，並將其與購買憑證（收據等）一起妥善存放。
保修期為自購買之日起算的一年時間。

■ 產品相關諮詢處

如您對本產品有任何疑問，請透過以下方式與我們聯繫。

發售方：株式會社CONY 〒541-0052 大阪府大阪市中央區安土町1-8-15
諮詢電話：06-6262-0555 受理時間：周一～週五10:00～17:00（週末及國定假日除外）

LUXCEAR Fornez 质量保修书

本保修书恕不二次发行,请妥善存放。如您通过网络等方式购买,则商品运送单上所记载的收货日即为购买日、发货人即为销售店,请连同运送单一同妥善存放。
如未填写※印栏以及无法确认销售店时,保修无效。

产品名	LUXCEAR Fornez		
保修期	购买之日起算的1年时间		
※顾客	〒		
姓名	先生/女士	电话	()
※销售店	〒		
店名		电话	()

★有关顾客的个人信息,我们可能将客户告知的姓名、

住址等个人信息用于售后沟通以及修理和修理事宜确认,请知悉。

★本保修书承诺按照本保修书明示的期间、条件为顾客提供免费修理。

本保修书并不对法律赋予顾客的权利施加限制。

如有不明,请直接拨打“咨询电话”进行咨询。


发售方: 株式会社CONY 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町1-8-15

咨询电话: 06-6262-0033 受理时间: 周一~周五10:00 ~ 17:00(周末及节假日除外)

修理记录

LUXCEAR Fornez

使用说明书




感谢您选购本产品。

- 请您认真阅读本使用说明书,正确使用。
- 本使用说明书同时也是保修书,请妥善存放以免丢失。


附保修书

1 各部分名称

<本体>



<收纳盒>



2 规格

本体	外形尺寸	长33 x 高65 x 宽21mm
	重量	约19g
	内置电池	锂离子充电电池
	充电时间	约2小时
	连续运行时间	约3小时(满电状态时)
充电线	长度	约30cm

3 安全注意事项

- 在您开始使用之前请务必认真阅读“安全注意事项”，正确使用。
- 此处所列的注意事项的目的是帮助您正确使用产品，避免伤害、损害到使用者及其他人员。
- 为了明确危险、损害以及迫切的程度，注意事项将错误操作可能产生的危害划分为“警告”和“注意”2种。两者均为有关安全的重要内容，请务必遵守。

用户注意事项

！警告 如果错误使用, 可能造成使用者死亡或重伤(*1)程度的危害。

！注意 如果错误使用, 可能造成用户受伤或造成物件损伤(*2)危害、损害的程度。

(*1) 重伤指失明、受伤、烫伤(高温及低温)、触电、骨折、中毒等遗留后遗症及需要住院治疗乃至长期住院的程度。

(*2) 物件损害指造成房屋、家财及家畜、宠物等扩大损害的程度。

⚠ 警告

切勿与以下医疗电气设备一起使用。
否则可能会引起事故或医疗电气设备的故障，
从而导致严重的人身伤害。

- 心脏起搏器等植入式医疗电气设备
- 人工心肺等维持生命的医疗电气设备
- 心电图仪等可穿戴医疗电气设备

⚠ 警告

以下人士请勿使用。
否则可能会导致事故或皮肤与身体问题。

- 有或疑似有心脏病的人士(例如感到心脏疼痛或心悸等不适的人士)
- 孕妇和刚分娩的人士
- 医生禁止运动的人士
- 有或疑似有静脉血栓症的人士
- 饮酒人士
- 发烧的人士(38°C 或更高)

使用注意事项

⚠ 注意

请勿采用以下使用方式。否则可能会导致事故或受伤。

- 请勿由儿童或自己无法理解使用说明书的人士使用。
否则可能会导致事故或皮肤与身体问题。
- 请将本产品放在儿童接触不到的地方。
否则可能会导致受伤或烧伤。
- 使用过程中切勿用手触摸电极。
强烈的刺激可能会导致事故或身体问题。
- 请勿拆卸、改装或修理。否则可能会导致事故或受伤。
- 请确保产品不会受到如跌落或碰撞等撞击。
否则可能会导致破损。
如您之后继续使用它，可能会导致事故或受伤。
- 不要让金属与电极接触。否则可能会触电。
- 请勿湿手触摸充电线。否则可能会触电或导致烧伤。
- 请勿与其他电气产品一起使用。
可能会导致恶心或引起身体的不适。

⚠ 注意

使用时请遵守以下注意事项。

否则可能会导致事故或受伤、触电、破损、变脏等。

- 请勿在微波炉中加热本体或将本体放在靠近火的地方。
- 请勿用于其用途以外的任何用途或使用说明书罗列的使用情况以外的使用。
- 请勿在儿童或宠物身上使用。
另外,请不要让儿童和宠物玩本产品。
- 使用本产品时请勿让他人触摸本产品。
特别注意不要让儿童和宠物触摸它。
- 请勿在浴室等潮湿环境下使用。
- 请勿在本产品上施加过多的重量。

⚠ 注意


使用时请遵守以下注意事项。

- 如您在使用过程中或使用后感到疼痛或不适,或者观察到如皮肤粗糙、皮疹、发红、发痒、灼伤或发炎等任何异常情况,请停止使用并咨询医生。
如继续使用,可能会使症状恶化。
- 如本产品散发出异味或奇怪的声音,或有水等异物进入内部,请立即关闭电源。
否则可能会导致短路、故障或起火。
- 如您的身体或皮肤出现任何异常,请立即停止使用并咨询医生。
可能会导致事故或身体状况不佳。
- 如您不必要地加大强度或长时间使用,可能会导致肌肉疲劳、皮肤刺痛、发红。
- 使用本产品时,请取下金属配饰等导电的配饰。如果配饰接触电极部件,
则可能会导致事故、受伤或破损等。

4 使用情况


充电(购买后请在使用前充电)

1. 打开充电插口, 将随附充电线的USB C连接到本体。




2. 将USB A连接到AC适配器*。

* 本产品不附带AC适配器。
使用带有USB A型端口
(DC5V/500mA或更高输出)的AC适配器。
* 请在室内温度为5°C~30°C的环境中充电。



3. 红色指示灯亮起则表示开始充电。
当红灯熄灭则表示充电完成。
(充满电约2小时)




使用


1. 去除鼻子上的污垢, 皮脂, 粉底等。

2. 长按按钮开启电源。
再次按下按钮选择强度。
最开始请从级别1的强度开始使用。
习惯后再提高强度使用。

级别 1 : 蓝色指示灯亮起
级别 2 : 蓝色指示灯闪烁
级别 3 : 绿色指示灯亮起




3. 如图所示, 将开口较宽一侧朝脸佩戴。
(确保突起部不对着鼻子。)



使用

4. 请将其佩戴在易固定不易滑落的位置。



5. 因刚开始时难以感受到刺激,请佩戴后等待约30秒。

(不同的人对刺激的耐受度不同,但如果2~3分钟后还未有任何感觉,请提高强度。)



6. 请以感觉舒适的强度使用。
请一次使用10 ~ 15分钟。

电源会在使用15分钟后自动关闭。

如何取出电池

※请勿出于废弃本产品以外的任何目的取出电池。

1. 确保电源已关闭。


2. 插入平头螺丝刀,
利用杠杆原理取下盖子。



3. 拆下固定在基板上的螺钉。



4. 将连接线拉出,
将电池取出。



5. 用绝缘胶带(透明胶带等)
固定连接线的末端。



有困扰时(Q&A)

Q 感觉不到电流，是故障吗？

答：使用前请彻底清除鼻子上的污垢、皮脂和粉底。
此外，建议涂抹化妆水来改善电流的流通。

Q 是在不拆除本体的硅胶部分下使用吗？

答：是的，请勿拆除使用。

Q 夹的方向不是很好理解...

答：请将充电口置于左侧方向使用。

Q 皮肤感觉疼痛，可以继续使用吗？

答：请先暂停使用，直至疼痛消失。
之后，在皮肤状况稳定下来后，以最低强度及短时间使用的方式开始使用。

5 保养

- ① 使用后，用干毛巾或纸巾轻轻擦拭电极部。
- ② 请将其放入专用收纳盒存放。

6 本产品的废弃方法

本产品内置锂离子充电电池。
废弃时，请遵守当地政府的条例。
有关该条例的详细信息，请联系您当地的政府。



Li-ion

7 保修与售后服务

■ 保修书

请仔细阅读保修书，并将其与购买凭证(收据等)一起妥善存放。
保修期为自购买之日起算的一年时间。

■ 产品相关咨询处

如您对本产品有任何疑问，请透过以下方式与我们联系。

发售方：株式会社CONY 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町1-8-15
咨询电话：06-6262-0033 受理时间：周一～周五10:00～17:00(周末及节假日除外)

LUXCEAR Fornez Warranty Certification

Please note that there will be no reissuing of this Warranty Certification, so keep it in a safe place so you may use it if necessary. If the product was purchased through a mail order or any other similar way, the date of delivery listed in the invoice will be considered the date of purchase, and the consignor the point of sale, so please keep the invoice in a safe place together with the Warranty.

* All stipulations of the Warranty shall be invalid if any of the spaces marked with an asterisk are not filled in, or if we cannot confirm the purchase with the retail store where you purchased your product.

Product Name	LUXCEAR Fornez		
Warranty period	1 year from the date of purchase		
*Customer Address	<input type="text"/>		
Customer Name	<input type="text"/>	Phone Number	(<input type="text"/>)
*Retailer Address	<input type="text"/>		
Store Name	<input type="text"/>	Phone Number	(<input type="text"/>)


★ Please understand that regarding the handling of customers' personal information, we may need to use the names, the addresses, and other personal information we are given by the customers for such purposes as consultations related to our company's products, repairs, and confirmations required therefor.
 ★ The Warranty refers to repairs offered free of charge within the period and conditions stated here. For that reason, the Warranty does not limit your legal rights. If you have any questions, please contact us directly at the inquiry desk.

Distributor: CONY Co., Ltd. 1-8-15, Azuchimachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-0052
 Inquiry Desk: 06-6262-0555 Open hours: 10:00 - 17:30 (excluding weekends and holidays)

Record of repairs

LUXCEAR Fornez

User Manual




With warranty card

Thank you for purchasing this product.

- Please read this instruction manual carefully and only use the device in the correct manner.
- This document also serves as a warranty card. Ensure that it is stored safely and will not be lost.


1 Component Names



< Case >



< Charging cable >



2 Specifications

Fornez	Dimensions	W33 x H65 x H21 mm
	Weight	approx 19g
	Built-in battery	Lithium-ion rechargeable battery
	Charging time	approx 2 hours
	Continuous operating time	approx. 3 hours (when fully charged)
Charging cable	Length	approx 30cm

3 Safety precautions

- Please read the following safety precautions carefully before use and only use the device in the correct and proper manner.
- The precautions shown here are intended to ensure that you use the product safely and correctly, and to prevent harm or damage to the user or others.
- In order to clearly indicate the magnitude and degree of the potential harm or damage, the precautions are divided into "warning" and "caution" that are expected to occur if mishandled. All of these are important safety matters, so please follow them as directed.

Precautions for Users

Warning

Actions that may result in death (※ 1) or serious damages to health

Caution

The degree of harm or damage that is expected to result in serious injury to the user or to cause physical damage (※ 2) in the event of incorrect handling.

*1 Serious injuries are those that will have lasting after effects such as blindness, injury, burns (high or low temperature), electric shock, fractures, poisoning, etc. and those that require hospitalization or long-term hospital visits for treatment.

*2 Property damage refers to extended damage related to houses, household property, livestock, and pets.

Warning

- Never use with the following medical electrical devices:
Doing so may cause accidents or malfunctions of the medical electrical equipment, resulting in significant physical injury.
- **Implantable medical electrical devices such as pacemakers**
 - **Life-sustaining medical electrical equipment such as heart-lung machines**
 - **Wearable medical electrical devices such as electrocardiographs**

Warning

- Persons who have or have done the following should not use the device:
Doing so may result in accidents or skin or physical problems.
- Those who have or are suspected of having a heart disease (such as those who feel discomfort such as pain or palpitations in the heart)
 - Pregnant women and those who have just given birth
 - Those who are prohibited from exercising by a doctor
 - Those who have or are suspected of having venous thrombosis
 - Those who have consumed or are consuming alcohol
 - Those who have a fever (38°C or higher)

Precautions for Use

Caution

- Do not use in the following ways:
Doing so may result in an accident or injury.
- Do not allow use by small children or those who cannot understand the instruction manual by themselves.
Not doing so may result in accidents or skin or physical problems.
 - Keep this item out of reach of children.
Not doing so may result in injury or burns.
 - Never touch the electrode with your hands during use.
Strong stimulation may cause accidents or physical problems.
 - Do not disassemble, modify or repair the device on your own.
Doing so may result in an accident or injury.
 - Do not subject device to strong impacts, such as dropping or hitting against another object. Doing so may result in damage.
If you continue to use it as it is, there is a risk of accident or injury.
 - Do not allow any metals to come into contact with the electrodes.
Doing so may result in electric shock.
 - Do not touch the cable with wet hands.
Doing so may result in electric shock or burns.
 - Do not use with other electrical products. You may feel sick or feel unwell.



Caution

Please observe the following precautions before use.
Not following directions may result in accidents, injury,
electric shock, damage, or stains.

- Do not heat the device in a microwave oven and ensure it is placed away from fire.
- Do not use for anything other than its intended purpose or for anything other than what is listed in the instruction manual.
- Do not use on small children or pets.

Please do not allow small children and pets to play with this product.

- Do not allow others to touch this product while it is in use.

In particular, please do not allow small children and pets to touch it.

- Do not use in humid areas such as bathrooms.
- Do not apply excessive pressure to this product.



Caution


Please observe the following precautions before use.

- Should you experience pain or discomfort during or after use, or should you observe any abnormalities such as rough skin, rash, redness, itchiness, burning, or inflammation, discontinue use immediately and consult a doctor. If you continue to use it as is, it may worsen the symptoms.
- If this product emits a strange odor or noise, or if a foreign object such as water gets inside, turn off the power immediately. Not doing so may cause a short circuit, malfunction, or fire.
- Should you experience any abnormalities on your body or skin, discontinue use immediately and consult a doctor. Not doing so may cause an accident or poor physical condition.
- If you use it at an unnecessarily high intensity level or use it for a long time, muscle fatigue and/or a tingling sensation may be felt in the skin. Doing so may cause redness.
- When using this product, remove any accessories such as metal ones. If the accessory touches the electrode part, there is a risk of accident, injury, or damage.

4 How to use


Charge (Please charge the device after purchase and before use)

1. Open the charging cord port and connect the included USB C charging cable to the device.




2. Connect the USB A end to an AC adapter*.

* This product does not come with an AC adapter. AC adapter must have a USB type A port (DC5V/500mA or higher output).
* Please charge in an environment with an outside temperature of 5°C~30°C.



3. Charging has begun when the red LED lights up. Charging is complete when the red LED goes out.
(About 2 hours to fully charge)



Usage


1. Clean the nose thoroughly and remove oil, dirt, foundation,etc. from the are of use.

2. Press and hold the power button to turn it on. Press the button again to select a strength level. Please start from level 1. Please allow your body to adjust to the device before increasing the power intensity.


Level 1: Blue LED on

Level 2: Flashing blue LED

Level 3: Green LED on




3. As shown in the figure, attach the wide side of the clip toward your face.
(Make sure the protrusion does not touch your nose.)




Usage

4. Attach it to a position that is secure and does easily slip.



5. It may be difficult to feel any stimulation at first, so please wait about 30 seconds after turning on the device.
(Different people feel the stimulation differently, but if you don't feel anything after 2~3 minutes, please increase the level.)



6. Use at a comfortable strength.
Please use for 10~15 minutes at a time.
The power turns off automatically after 15 minutes.


How to Remove the Batteries

* Do not remove the battery for any purpose other than for disposing this product.

1. Make sure the power is off.
2. Insert a flat-blade screwdriver and remove the cover using some leverage.
4. Remove the battery by pulling it out of the connector.



3. Remove the screw that is fastened to the board.
5. Fasten the end of the connector with insulating tape (cellophane tape, etc.).



Troubleshooting (Q&A)

Q There is no stimulation at all; Is it a malfunction?

A: Please thoroughly remove dirt, sebum, and foundation from your nose before use.
It is also recommended to use skin toner to improve the conduction of electricity.

Q Do you have to remove the silicone part of the device to use it?

A: No, please use it as it is without removing any parts.

Q It's hard to understand which way I should wear the device.

A: The charging port should be on the left when you put on the device.

Q I feel some pain in my skin, should I continue to use it?

A: Please refrain from using it until the pain disappears.
Then, after your skin condition has settled, use it only for a short time at the lowest level.

5 Device Care

- ① After use, gently wipe off the electrode with a dry towel or tissue.
- ② Please store it in the provided case.

6 How to dispose of this product

This product has a built-in lithium-ion rechargeable battery.
When disposing of it, please follow the ordinances of your local government.
For details of the ordinance, please contact your local government.



7 Warranty and after-sales service

■ Warranty Card

Please read the warranty card carefully and keep it in a safe place together with the proof of purchase (receipt, etc.).
The warranty period is one year from the date of purchase.

■ Inquiries about this product

If you have any questions about this product, please contact us at:

Distributor: CONY Co., Ltd. 1-8-15, Azuchimachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-0052

Inquiry Desk: 06-6262-0555 Open hours: 10:00 - 17:30
(excluding weekends and holidays) (Service in Japanese only)